

Публикувано клинично изследване:

Колежът по дентална медицина към университета в Саскачеван, Канада проведе анонимно, кръстосано клинично изследване сред 80 ученици (момчета и момичета) на възраст 13-16 години. Целта на проучването беше да се сравни способността на йонната четка за зъби Soladey да премахва зъбна плака с друга, която изглежда по идентичен начин (контролна четка), но със пръчица, направена от синтетична смола, вместо от полупроводник. Те били разделени на две групи и в продължение на 3 седмици използвали четките за зъби в съответствие с указанията на производителя. И двете групи ползвали малко количество стандартна паста за зъби, предоставена за изследването. *Резултатът от проучването показва, че четката за зъби Soladey има по-добра способност (от контролната четка без полупроводник) да премахва зъбната плака, особено тази върху външната повърхност на зъбите - разположена към бузите или устните.*

Hoover JN, Singer DL, Pahwa и P Komiyama K: Клинична оценка на четката за зъби преобразуваща светлинна енергия

J Clin Periodontal 1992; 19: 434-436

Департаментът по обществена и профилактична дентална медицина на Стоматологичния университет Нипон в Токио направи проучване с 60 жени – дипломирани студенти по детална хигиена. Едната група (32) използвала Soladey, а другата група (28) - обикновена четка за зъби (контролна). Оралната хигиена на изследваните жени била проследена чрез пет стандартни теста на първата, втората и третата седмица от началото на експеримента. *След третата седмица било на лице значително подобрение на гингивита (възпаление на венците, характеризиращо се със зачервяване и подуване) и на оралната чистота на групата, използвала Soladey, в сравнение с контролната група.*

Motō Niwa and Masaomi Kukuda: Клинично проучване върху контрола на зъбната плака, осъществено чрез четка за зъби снабдена с TiO₂ полупроводник, преобразуваща светлинната енергия.

Shigaku Vol 77 No 2: August 1989 p 598-606

За повече информация относно публикуваните изследвания вижте www.soladey.com

Предимства от използването на Soladey-eco

- Процесът на йонизация се активира лесно от светлина и вода (слюнката е достатъчна, когато сте извън къщи)
- Пръчицата от титаниев диоксид произвежда йони, които разрушават плаката
- Лесна за използване навсякъде, подобрява зъбната хигиена
- По-лекото търкане предотвратява нараняването на зъбите и венците
- Без или с минимално количество паста за зъби
- Използвайте соления разтвор Соле от хималайска каменна кристална сол като вода за уста
- Действа и върху упоритите дентални петна, подпомага избелването на зъбите

Преимущества на Soladey-eco

- Удобна за съхранение в колата, чантата или кутията за обяд на детето
- Идеална за пътуване, къмпинг, използване на открито и навсякъде, където няма вода
- Почиства и освежава протези и брекети
- Лека и удобна за пренасяне, не изисква електричество или батерии

Ефективност на Soladey-eco

- Изследванията показват, че тази йонна четка за зъби е по-ефективна срещу плаката по труднодостъпни повърхности на зъбите
- Поради йонното действие, слюнката придобива естествено антибактериално свойство, което продължава дори след четкането на зъбите
- Спомага и за намаляване на кариесите и лошият дъх, причинени от бактериите
- Клинично доказано е, че подпомага възстановяването на венците по естествен път

Soladey-eco щади околната среда

- Дръжката на четката за зъби и пръчицата от титаниев диоксид могат да се използват цял живот
- Сменяемата глава е икономична (подмянето се препоръчва на всеки 2-3 месеца)
- Сменяемите глави намаляват пилеенето на ресурси
- Допринася за пестенето на вода

**Използва се ежедневно
от милиони доволни хора по цял свят!**

„АкваСорс“ ЕООД
1404 София, ж.к. „Гоце Делчев“,
ул. „Костенски водопад“ 47, вх. А, ет. 1
Тел +359 (02) 858 16 46; Факс +359 (02) 859 31 69
info@aquasource.bg • www.aquasource.net

©AquaSource Algae Group Plc 2011



AQUASOURCE

 Soladey-eco

IONIC TOOTHBRUSH



Оригиналната, популярна и революционна светлинно-активираща се японска четка за зъби притежава изключителна способност да премахва плаката - доказана чрез клинични изследвания, за които може да се открие публикувана информация.

Революция в денталната грижа!

На пръв поглед изглежда като обикновена четка за зъби. Но задълбочено изследване разкрива пръчица от титаниев диоксид със сменяема глава с власинки, разположена върху дръжка, която активирана от светлината, произвежда електрони. Те подпомагат премахването на зъбната плака и подобряват оралната хигиена.

В Япония годишно се продават над 2 милиона *Soladey-eco* четки за зъби и 5 милиона сменяеми глави!




Soladey-eco IONIC TOOTHBRUSH



Как действа

Изложена на какъвто и да е светлинен източник (флуоресцентната лампа в банята, обикновена крушка или слънчева светлина), fotocувствителната титаниева пръчица на *Soladey-eco* преобразува светлината в негативно заредени електрони (йони). Пръчицата освобождава тези йони, които, при взаимодействие със слюнката, привличат положителните (водородни) йони от киселината в зъбната плака.

След това киселината се неутрализира и плаката се разпада - научен подход към по-здрава и чиста устна кухина! Пастата за зъби не е задължителна, за разлика от водата (слюнката), която е активната съставка - устната хигиена сега става не само натурална, но и икономична!



Как се използва Soladey-eco

След намокряне на власинките и полупроводника с вода, четкайте зъбите си леко и старателно по същия начин, както с обикновена четка за зъби. Ако желаете, можете да сложите минимално количество паста за зъби върху власинките, въпреки че със *Soladey-eco* това не е необходимо. Уверете се, че винаги има подходящ източник на светлина (естестве или изкуствен) върху полупроводниковата пръчица, тъй като тя е нужна за активирането ѝ. Ако е необходимо устата може да бъде леко отворена, докато четкате.

Хималайската каменна кристална сол, под формата на Сол (1% разтвор), е отлична вода за уста и гаргара. Подпомага справянето с афти, инфекции на венците и избелва зъбите. Може да се използва като алтернатива на пастата за зъби заедно с четката *Soladey-eco*.

Дръжката и пръчицата могат да ви служат години наред, ако полагате внимателна грижа за тях. Необходимо е само да заменят главата с власинките, която не е скъпа. Това означава, че цената на *Soladey-eco* е сравнима с цената на обикновена четка за зъби.